

Gli altri prodotti della gamma ACUVUE®

Ricambio GIORNALIERO

1-DAY ACUVUE®

Disponibili in confezioni da 30 e 90 lenti



Tipologia di porto	Materiale	Curva base	Diametro	Intervallo poteri	Caratteristica
Monouso: sostituzione giornaliera	Etafilcon A	8.5mm 9.0mm	14.2mm	Da -0.50D a -6.00D (in incrementi di 0.25D) Da -6.50D a -12.00D (in incrementi di 0.50D) Da +0.50D a +6.00D (in incrementi di 0.25D)	Tecnologia MAXIMIZE™

- Raccomanda ai tuoi portatori di 1-DAY ACUVUE® la prova di 1-DAY ACUVUE® MOIST.
- I portatori potranno passare ad una tecnologia superiore senza necessità di adattamento.



Anche per
astigmatici
e presbiti