

Ricambio QUINDICINALE

ACUVUE® 2

Disponibile in confezioni da 6 lenti



Tipologia di porto	Materiale	Curva base	Diametro	Intervallo poteri	Caratteristica
Monouso: sostituzione ogni 2 settimane	Etafilcon A	8.3mm 8.7mm	14.0mm	Da -0.50D a -6.00D (in incrementi di 0.25D) Da -6.50D a -12.00D (in incrementi di 0.50D) Da +0.50D a +6.00D (in incrementi di 0.25D) Da +6.50D a +8.00D (in incrementi di 0.50D)	Tinta di visibilità Indicatore di verso "1,2,3"

- Raccomanda ai tuoi portatori di ACUVUE® 2 la prova di ACUVUE OASYS®.
- I portatori potranno passare ad una tecnologia superiore senza necessità di adattamento.



Anche per
astigmatici
e presbiti